

EDIZIONE 2019



Smi

MATERIALI IMPIEGATI PER LE SUTURE

*Qualità
&
sicurezza*



www.sutures.be

SMI: Suture chirurgiche di qualità superiore

SMI AG fu fondata nel 1987 – prima azienda Belga a produrre suture chirurgiche - cresciuta molto rapidamente fino a diventare oggi un fornitore di suture chirurgiche di caratura mondiale.

L'azienda è situata a San Vith, nelle immediate vicinanze dell' intersezione dei confini tra Belgio, Germania e Lussemburgo.

ECCELLENTE QUALITÀ E SICUREZZA

SMI applica gli standard produttivi internazionali quali EN ISO 13485 così come le procedure di buona fabbricazione (GMP).

Tutte le materie prime ed i prodotti finiti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità da parte di un team altamente qualificato.

SMI pone primaria importanza alla soddisfazione del cliente garantendo prodotti di alta qualità ed un eccellente servizio basato sull'attenzione alle sue esigenze ed affidabilità e rapidità nelle spedizioni.

DIFFUSIONE DI CARATTERE MONDIALE

SMI esporta in 90 diverse nazioni di tutto il Mondo. Questo risultato le ha garantito l'ottenimento dell' ambito riconoscimento "Royal export Award 2000" assegnato dal BFTB (istituto Belga del commercio estero).



IL CATALOGO

Questo catalogo contiene informazioni sull' intera gamma di prodotti SMI, tenuti costantemente presenti a magazzino, pronti per la consegna. Suture con caratteristiche speciali possono essere fornite su richiesta del cliente. SMI è costantemente impegnata ad incrementare la gamma di suture offerte sulla base dell' evoluzione del mercato e delle esigenze dei clienti.


SMI offre tutte le misure di suture da USD 12/0 a USP 6 consentendone l'utilizzo in tutte le specializzazioni incluso la cardiologia, la microchirurgia e la chirurgia oftalmica.

Da molti anni i prodotti SMI sono apprezzati ed impiegati dai migliori chirurghi al mondo.





1 20 01 15 2 P



Gli aghi delle suture chirurgiche SMI sono prodotti utilizzando le migliori leghe di acciaio disponibili sul mercato, per garantire prestazioni eccezionali, combinando alta duttilità, e forte resistenza alla torsione.

Un avanzato sistema di rivestimento in silicone garantisce una dolce penetrazione nei tessuti e ne riduce il trauma.

La sagoma del corpo dell'ago è progettata per consentire la massima stabilità nel porta aghi.

5/8 CERCHIO




1/2 CERCHIO

3/8 CERCHIO

1/4 CERCHIO


J-AGO

AGO RETTO




PUNTA AFFUSOLATA

Una punta affusolata con corpo cilindrico.




AGO A SEZIONE TRAPEZOIDALE TAGLIO LATERALE

Ago con 2 lati taglienti laterali.




PUNTA "TAPERCUT"

Punta triangolare che gradualmente si trasforma in corpo cilindrico.




AGO A PUNTA SOTTILE MICROAFFILATA - PER CHIRURGIA CORONARICA

Una punta microaffilata seguita da un corpo rotondo e da una parte principale rettangolare per una migliore penetrazione in chirurgia cardiovascolare.




PUNTA A DORSO TAGLIENTE

Un corpo triangolare con una terza lama tagliente sul lato esterno della curvatura.




AGO CONVENZIONALE CON INTERNO TAGLIENTE

Un corpo triangolare con una terza lama tagliente sulla curva interna.



AGO EASY PASS

Punta di precisione con speciale affilatura.




AGO A PUNTA SMUSSA

Ago a corpo cilindrico con punta arrotondata. Per tessuti soffici come fegato e reni. Riduce il rischio di lesioni.

- ✓ *Affilato e resistente*
- ✓ *Passaggio facile nei tessuti*
- ✓ *Ad ogni passaggio la penetrazione è perfetta come nel primo*

L'ago Easy Pass combina tre avanzate tecnologie per generare un ago di precisione di prima qualità



CARATTERISTICHE

- ✓ Punta di precisione con speciale affilatura
- ✓ Una nuova generazione di leghe di acciaio inossidabile
- ✓ Un' avanzata tecnologia di rivestimento con silicone ricopre l' intero ago

BENEFICI


Eccellente penetrazione nei tessuti che ne riduce il trauma e ne garantisce l' integrità
Ottima e prevedibile penetrazione
Affilatura e penetrazione di lunga durata anche dopo numerosi passaggi

Affilatura inalterata dopo numerosi passaggi
Migliore curvatura e resistenza alla rottura
Ottima combinazione di resistenza e duttilità

Superficie estremamente morbida
Migliore penetrazione, controllo e passaggio dell' ago
Mantiene affilatura inalterata anche dopo numerosi passaggi


INDICAZIONI chirurgia plastica e cosmetica

Prestazioni di penetrazione incrementati del 40-50% rispetto agli aghi tradizionali




MATERIALI IMPIEGATI PER LE SUTURE

ASSORBIBILI




SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM


NON-ASSORBIBILI




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE




DACLON
NYLON
BLACK




SILK
BRAIDED
BLACK



SILK
VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK

Suture in confezioni di alluminio

assorbibili

- SURGICRYL® 910 Polyglactide 910
- SURGICRYL® PGA Acido poliglicolico
- SURGICRYL® Rapid Acido poliglicolico
- SURGICRYL® Monofast Poliglecaprone
- SURGICRYL® Monofilament Polidiossanone

Perdita resistenza tensile nel tempo:



non-assorbibili

- POLIPROPILENE
- DACLON Nylon
- SUPRAMIDE Polyamide
- SETA Rivestita
- POLIESTERE
- ACCIAIO Monofilamento

Microchirurgia

assorbibili

- SURGICRYL® 910 Polyglactide 910

non-assorbibili

- DACLON Nylon
- POLIPROPILENE

Chirurgia oftalmica

assorbibili

- SURGICRYL® PGA Acido poliglicolico
- SURGICRYL® 910 Polyglactide 910

non-assorbibili

- SETA Vergine
- SETA Rivestita
- DACLON Nylon
- POLIESTERE
- POLIPROPILENE

Prodotti speciali

Suturatrici e rimozione suture
 Biopsy punch
 Mobiletto per suture
 Rete di polipropilene
 Lame chirurgiche e scalpelli
 Episio set
 Set per la cervice

Patella set
 Pilomat - divisore e polverizzatore di pillole
 Aghi chirurgici
 Pennarello per la pelle
 Cera per ossa
 Spugna SMI - Spugna di gelatina emostatica
 assorbibile

Suture confezionate in cassette

assorbibili

- SURGICRYL® PGA Acido poliglicolico
- SURGICRYL® PGA Plus Acido poliglicolico
- SURGICRYL® Monofilament Polidiossanone
- SURGICRYL® Monofast Poliglecaprone
- CATGUT Plain
- CATGUT Chrom

non-assorbibili


- SETA Rivestita nera
- SUPRAMID Polyamide bianca
- SUPRAMID Polyamide nera
- LINFIL Naturale
- VITAFIL Polyester bianca
- DERMAFIL Polyester verde
- DACLON Nylon
- ACCIAIO Monofilamento

Per più accurate informazioni tecniche, leggere il libretto illustrativo del prodotto.
 La lista completa dei prodotti SMI è sul sito www.sutures.be.

SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



Tipo	Multifilamento intrecciato e rivestito
Composizione	Polyglactine 910, un copolimero composto da 90% di glicolide e 10% di lattide
Rivestimento	Rivestimento con poli-glicolide-co-lactide e stearato di calcio (<1%)
Colore	Viola
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica tramite cui il materiale decomposto consente un assorbimento totale fra i 56 e 70 giorni. Approssimativamente dopo 21 giorni rimane il 50% della resistenza tensile.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture



Qualità
&
sicurezza

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

CARATTERISTICHE

- Alta resistenza alla trazione
- Sintetico
- Assorbimento per idrolisi
- Struttura intrecciata

- Multifilamento rivestito

- Confezione ermetica

BENEFICI

- Supporto eccellente al tessuto
- Minima reazione dei tessuti
- Tasso di assorbimento prevedibile
- Eccellente maneggevolezza
- Alta flessibilità
- Alta resistenza alla trazione
- Eccellente sicurezza del nodo

- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinarsi e trauma dei tessuti stessi
- Buona tenuta e regolazione del nodo
- Ridotta capillarità

- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO Approssimazione e/o sutura dei tessuti molli e/o della legatura

specialmente nella Chirurgia generale
 Suture della pelle
 Chirurgia gastrointestinale
 Chirurgia plastica
 Chirurgia oftalmica
 Ginecologia
 Ostetricia
 Ortopedia
 Urologia


CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
 Neurochirurgia


Essendo una sutura assorbibile non può essere utilizzata per l'approssimazione di ampie zone di tessuto.

Attenzione ai pazienti con lenta cicatrizzazione (per esempio persone con sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO



Without needle



Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2

Without needle












Ligapack












Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025




Round bodied taper point 




1/2 Circle 






		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	violet	15070113
		1	5/0	75 cm	violet	15100113
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	violet	15100117
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150117
		2	3/0	75 cm	violet	15200117
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	violet	15300117
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150122
		2	3/0	75 cm	violet	15200122
HR 26 mm		3	2/0	75 cm	violet	15300122
		4	1	75 cm	violet	15400122
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200126
		3	2/0	75 cm	violet	15300126
		3.5	0	75 cm	violet	15350126
		4	1	75 cm	violet	15400126
		5	2	75 cm	violet	15500126
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200130
		3	2/0	75 cm	violet	15300130
		3.5	0	75 cm	violet	15350130
		4	1	75 cm	violet	15400130
		5	2	90 cm	violet	15500130
HR 40 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200136
		3	2/0	75 cm	violet	15300136
		3.5	0	75 cm	violet	15350136
		4	1	90 cm	violet	15400136
		5	2	90 cm	violet	15500136
HR 45 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200140
		3	2/0	75 cm	violet	15300140
		3.5	0	75 cm	violet	15350140-75
		3.5	0	90 cm	violet	15350140
		4	1	75 cm	violet	15400140-75
		4	1	90 cm	violet	15400140
HR 45 mm		5	2	75 cm	violet	15500140-75
		5	2	90 cm	violet	15500140
		5	2	90 cm	violet	15500145
		5	2	90 cm	violet	15500145












Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
HR 48 mm 		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
HR 60 mm 		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350160
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160
1/2 Circle  HR 65 mm 		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165
HR 80 mm 		4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180

Round bodied taper point double armed 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle  2 x HR 26 mm 		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2

Round bodied taper point loop 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle  HR 45 mm 		3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
5/8 Circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350327

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
	DR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436
	HS 40 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
3		2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440	
3.5		0	90 cm	<i>violet</i>	15351440	
4		1	90 cm	<i>violet</i>	15401440	
HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440	
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448	
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401448	
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448	

Reverse cutting



Metric

USP










Length





Order number






3/8 Circle










		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	15201526UP
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351530
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401536
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301545





Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRT 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150513
	HRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150517
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200517
	HRT 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300526
	HRT 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 15350530
	HRT 36 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i> 15400530
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 15300536
3.5		0	90 cm	<i>violet</i> 15350536	
4		1	90 cm	<i>violet</i> 15400536	
HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15350540	
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 15400540	
	5	2	90 cm	<i>violet</i> 15500540	
HRT 48 mm 	8	6	150 cm	<i>violet</i> 15800548	

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DRT 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150413
	DRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150417
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200417

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DRT 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 15100530-0413
1/2 Circle 	HRT 30 mm 				

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160

Blunt 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HRB 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301830
	HRB 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
HRB 45 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845	

Blunt 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DRB 63 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
	DRB 85 mm 	5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985

SURGICRYL[®]

PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Tipo	Multifilamento intrecciato e rivestito
Composizione	Acido poliglicolico
Rivestimento	Policaprolattone e sterato di calcio (1%)
Colore	Viola / Beige-incolore
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 60-90 giorni. Approssimativamente dopo 21 giorni rimane il 50% della resistenza tensile.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture



Qualità
&
sicurezza

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

CARATTERISTICHE

- Alta resistenza alla trazione
- Sintetico
- Assorbimento per idrolisi
- Struttura intrecciata

- Multifilamento rivestito

- Confezione ermetica

BENEFICI

- Supporto eccellente al tessuto
- Minima reazione dei tessuti
- Tasso di assorbimento prevedibile
- Eccellente maneggevolezza
- Alta flessibilità
- Alta resistenza alla trazione
- Eccellente sicurezza del nodo

- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Buona tenuta e regolazione del nodo
- Ridotta capillarità

- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

specialmente nella

- Approssimazione e/o della legatura
- Chirurgia generale
- Suture della pelle
- Chirurgia gastrointestinale
- Ginecologia
- Ostetricia
- Chirurgia plastica
- Urologia
- Chirurgia oftalmica
- Ortopedia


CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia


Essendo una sutura assorbibile non può essere utilizzata per l'approssimazione di ampie zone di tessuti.

Attenzione ai i pazienti con lenta cicatrizzazione (esempio sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO



Without needle



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6
2	3/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11200060
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
3.5	0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11350060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070

Without needle







Ligapack










Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025




Round bodied taper point




1/2 Circle






	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122
HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126
HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300130U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130
HR 36 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136




Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11500140-75
	HR 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500148
6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148		








Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217




Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
5/8 Circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300327

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
J-needle 	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403040

Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number	
5/8 Circle  J-needle 	 	JR 36 mm FR 27 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036-0327

Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 		HR 50 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

Round bodied tapercut point		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 		HRT 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300526
		HRT 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400530
		HRT 36 mm	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400536
		HRT 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400540
			5	2	90 cm	<i>violet</i> 11500540
		HRT 48 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400548

Round bodied tapercut point		Metric	USP	Length	Order number	
J-needle 		JRT 31 mm	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403131





Reverse cutting














3/8 Circle






		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151530
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301530
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301530U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401530
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501530

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401536
	DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501536
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401540
		5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501540

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201422
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301422
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 11301422U
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301426
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351426
	HS 30 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501430
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401436
	HS 36 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501436
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351440
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401440
	HS 40 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401448
	HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501448
6		3&4	90 cm	<i>violet</i> 11601448	

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	NS 16 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Tipo	Multifilamento intrecciato e rivestito
Composizione	Acido poliglicolico
Rivestimento	Policaprolattone e stearato di calcio (1%)
Colore	Beige-incolore / Viola
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 42 giorni. Approssimativamente dopo 7 giorni rimane il 50% della resistenza tensile.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture



Qualità
&
sicurezza

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

CARATTERISTICHE

- Iniziale alta resistenza tensile
- Sintetico
- Assorbimento per idrolisi
- Struttura intrecciata
- Multifilamento rivestito
- Confezione ermetica

BENEFICI

- Supporto eccellente al tessuto
- Minima reazione dei tessuti
- Tasso di assorbimento prevedibile, veloce assorbimento totale
- Eccellente maneggevolezza
- Alta flessibilità
- Alta resistenza alla trazione
- Eccellente sicurezza del nodo
- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Buona tenuta e regolazione del nodo
- Ridotta capillarità
- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

specialmente nella

Approssimazione dei tessuti superficiali della pelle e dellamucosa
Chirurgia plastica
Ostetricia (episiotomia)
Ginecologia
Urologia (circoncisione)
Chirurgia oftalmica (congiuntive)
Chirurgia pediatrica


CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Legame


Quando la ferita richiede più di 7 giorni di supporto per la guarigione.

Attenzione ai pazienti con lenta cicatrizzazione (esempio sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO



Without needle



	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
	3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
	3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
	4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
	5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015




Round bodied taper point


















	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
HR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
HR 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
HR 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
HR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
HR 36 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350130
HR 40 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200136
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
HR 48 mm	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148





1/2 Circle




Round bodied taper point 	Metric	USP	Length	Order number
5/8 Circle 				
FR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150317

Reverse cutting 	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i> 14071512
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i> 14071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 14101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 14151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151516
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i> 14201516
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151519
2		3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201519	
3		2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301519	
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 14151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i> 14201519P	
DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14151519VB	
	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201519VB	
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201524	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301524	
DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i> 14201524P	
	3	2/0	50 cm	<i>undyed</i> 14301524P	
DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201526	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301526	
DS 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351526	
DS 30 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14351530	
DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301536	
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351536	







Reverse cutting  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i> 14151417
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i> 14201417
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351436
	HS 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14351440
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14401440
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14501440



Cutting  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14202160

Round bodied tapercut point  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRT 17 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200517
	HRT 26 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300526
	HRT 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>undyed</i> 14300536
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350536
	HRT 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400536
		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i> 14300540
	HRT 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400540
	HRT 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350548


Round bodied tapercut point  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200416

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLCAPRONE 25



Tipo	Monofilamento
Composizione	Poliglecaprone 25, un copolimero composto da 75% glicolide e 25% E-caprolattone
Rivestimento	Nessuno
Colore	Viola / Beige-incolore
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 90-120 giorni. Approssimativamente dopo 7 giorni rimane il 60% della resistenza tensile.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture



Qualità
&
sicurezza

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

CARATTERISTICHE

- ✓ Alta resistenza alla trazione
- ✓ Sintetico
- ✓ Assorbimento per idrolisi
- ✓ Monofilamento con diametro microscopico uniforme

- ✓ Malleabilità e morbidezza

- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

- Supporto eccellente al tessuto
- Minima reazione dei tessuti
- Tasso di assorbimento prevedibile

- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)
- Eccellente tenuta del nodo

- Buona maneggevolezza
- Annodabile con sicurezza e facilità

- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO Superficial soft tissue e/o della legatura
specialmente nella Chirurgia generale
Suture della pelle
Chirurgia plastica
Chirurgia gastrointestinale
Ginecologia
Urologia


CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Chirurgia oftalmica


Essendo una sutura assorbibile non può essere utilizzata nell'approssimazione di ampie zone di tessuti.

Attenzione ai i pazienti con lenta cicatrizzazione (esempio sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO



Without needle 

Metric USP Length Order number

3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

Without needle 

Metric USP Length Order number









Ligapack

















5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025
---	---	--------	---------------	----------








Round bodied taper point 





Metric USP Length Order number




1/2 Circle 	HR 13 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
	HR 17 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
	HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
	HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
HR 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126	
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130	
HR 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130	
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136	
HR 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136	
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140	
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140





Round bodied taper point 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 16400148
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 16300165

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i> 16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i> 16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16101512V
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i> 16071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 16101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201516
		DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm
	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151516P	
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151519V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201519
3		2/0	75 cm	<i>undyed</i> 16301519	
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i> 16201519P	
DS 19 mm black 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16101519VB	
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151519VB	

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
	DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440


Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160

Blunt 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HRB 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16351840
	HRB 48 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16401848

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Tipo	Monofilamento
Composizione	Polidiossano un polimero composto di Poliestere e poly p-dioxanone
Rivestimento	Nessuno
Colore	Viola
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	L'azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 180-210 giorni. Approssimativamente fra 28 e 42 giorni rimane il 50% della resistenza tensile.
Confezione	1 scatola contiene 12 suture



Qualità
&
sicurezza

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

CARATTERISTICHE

- Alta e duratura resistenza tensile
- Sintetico
- Assorbimento per idrolisi
- Monofilamento con diametro microscopico uniforme

- Malleabilità e morbidezza

- Confezione ermetica

BENEFICI

- Eccellente resistenza per un prolungato supporto alla ferita
- Minima reazione dei tessuti
- Tasso di assorbimento prevedibile
- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)
- Eccellente tenuta del nodo

- Buona maneggevolezza
- Annodabile con sicurezza e facilità

- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

specialmente nella

Aprossimazione

Chirurgia generale
 Chirurgia gastrointestinale
 Chirurgia oftalmica
 Ortopedia
 Chiusura parete addominale
 Ginecologia
 Chirurgia plastica
 Urologia


CONTROINDICAZIONI

Chirurgia cardiovascolare
 Neurochirurgia
 Impianto di protesi


Quando la ferita richiede un supporto di durata superiore alle 6 settimane.

Attenzione ai i pazienti con lenta cicatrizzazione (esempio sistema immunitario compromesso).

RESISTENZA TENSILE



ASSORBIMENTO



Without needle




	Metric	USP	Length		Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	13600015

Round bodied taper point



	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
HR 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
HR 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200122
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150126
HR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200126
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300126
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350126
HR 36 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300130
HR 40 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300136
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350136
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400136
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140
HR 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300140
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350140
HR 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500140
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400148
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500148

1/2 Circle



Round bodied taper point loop










		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 Circle 	HR 40 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350940
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400940
	HR 50 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350950
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400950
		5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500950
	HR 65 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400965




Reverse cutting



		Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151512
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151516
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
	DS 19 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm	<i>violet</i>	13101516P
	DS 19 mm black	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519VB
	DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524
3.5		0	75 cm	<i>violet</i>	13351524	
DS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526	


Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

Blunt loop 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 	HRB 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

POLYPROPYLENE

BLUE



Tipo	Monofilamento
Composizione	Polipropilene, un polimero del propilene
Rivestimento	Nessuno
Colore	Blue
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*



smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

CARATTERISTICHE

- Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- Resistente alla piegatura ripetuta
- Sintetico
- Monofilamento con diametro microscopico uniforme
- Malleabilità e morbidezza
- Confezione ermetica

BENEFICI


- Eccellente e permanente supporto al tessuto
- Utilizzabile nella chirurgia cardiovascolare (protesi cardiache o anastomosi vascolare) in quanto supportano la propulsione cardiaca
- Minima reazione dei tessuti
- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)
- Eccellente tenuta del nodo
- Buona maneggevolezza
- Annodabile con sicurezza e facilità
- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO Approssimazione e/o della legatura

specialmente nella Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Chirurgia oftalmica
Microchirurgia
Chirurgia plastica
Suture della pelle
Ortopedia
Interventi sull'ernia (anche con la rete)
Chirurgia gastrointestinale
Chirurgia generale
Ginecologia
Ostetricia

Round bodied taper point



		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HR 10 mm	0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> 5050110
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070110
	HR 15 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070115
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100115
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150115
	HR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100117
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200117
	HR 20 mm	1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150120
	HR 25 mm	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200120
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100125
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150125
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200125
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300125
	HR 30 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350125
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400125
2		3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200130	
3		2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300130	
HR 35 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350130	
	4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400130	
	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300135	
HR 40 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350135	
	4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400135	
	4	1	90 cm	<i>blue</i> 5400140	
		5	2	75 cm	<i>blue</i> 5500140

Round bodied taper point



3/8 Circle



	Metric	USP	Length	Order number
DR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150216

Round bodied taper point
double armed




1/2 Circle




		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle	2 x HR 8 mm	0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5040108-2
		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050108-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070108-2
	2 x HR 10 mm	0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050110-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070110-2
		1	5/0	60 cm	<i>blue</i>	5100110-2
	2 x HR 13 mm	0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5050113-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5070113-2
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100113-2
	2 x HR 16 mm	1	5/0	90 cm	<i>blue</i>	5100116-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150116-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200116-2
	2 x HR 20 mm	1	5/0	90 cm	<i>blue</i>	5100120-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150120-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200120-2
	2 x HR 25 mm	1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150125-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200125-2
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300125-2
2 x HR 30 mm	2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200130-2	
	3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300130-2	
2 x HR 35 mm	3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300135-2	
HR 15 mm HR 30 mm	2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200115-30	

Round bodied taper point double armed



3/8 Circle



		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle	2 x DR 8 mm	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i> 5040208-2
		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050208-2
	2 x DR 10 mm	0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070210-2
		1	5/0	60 cm	<i>blue</i> 5100213-2
	2 x DR 13 mm	0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070213-2
		1	5/0	90 cm	<i>blue</i> 5100218-2
	2 x DR 18 mm	1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150218-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150222-2

Reverse cutting



3/8 Circle



		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle	DS 10 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> 5071510
		0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> 5051512
	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> 5071512
		1	5/0	45 cm	<i>blue</i> 5101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i> 5071512P
		1	5/0	50 cm	<i>blue</i> 5101512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> 5071516
		1	5/0	45 cm	<i>blue</i> 5101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5151516
	DS 16 mm Easy Pass	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201516
		0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i> 5071516P
		1	5/0	50 cm	<i>blue</i> 5101516P
	DS 16 mm black	1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i> 5151516P
		1	5/0	45 cm	<i>blue</i> 5101516VB
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5071519
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i> 5151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5151519
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201519-45
2		3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201519	
3		2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301519	
3.5		0	75 cm	<i>blue</i> 5351519	

Reverse cutting



Metric











USP





Length






Order number




3/8 Circle













		Metric	USP	Length		Order number
DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>blue</i>	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	5151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	5201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	5301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	5201524P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	5301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201526-45
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	5301526-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301530
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351530
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	5401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201536
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301536
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351536
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	5401536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301540
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351540
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	5401540
DS 45 mm		5	2	90 cm	<i>blue</i>	5501540
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	5401545
DS 90 mm		4	1	90 cm	<i>blue</i>	5401590







Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 22 mm 	2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201422
	HS 24 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301424





Cutting 		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5202160
	GS 60 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302160
	GS 75 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302175

Round bodied tapercut point double armed 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DRT 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070412-2

Round bodied tapercut point double armed 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	2 x HRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100516-2
	2 x HRT 22 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150522-2
	2 x HRT 25 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150525-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200525-2
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300525-2
2 x HRT 30 mm 	3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300530-2	

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRT 10 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070510
	HRT 25 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300525


Soft cutting point coronary double armed 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x CC 6.4 mm 	0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5042606-2
	2 x CC 8 mm 	0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5042608-2
		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052608-2
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072608-2
	2 x CC 10 m 	0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052610-2
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072610-2
	2 x CC 13 mm 	0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052613-2
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072613-2
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5102613-2

Soft cutting point coronary black double armed 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x CC 8 mm black 	0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5042608-2VB
		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i> 5052608-2VB
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072608-2VB
	2 x CC 13 mm black 	0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5072613-2VB
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5102613-2VB

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Tipo	Monofilamento
Composizione	Estrusione di poliamide 6.0 o 6.6
Rivestimento	Nessuno
Colore	Blue Nessuno
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile, gradualmente inglobato dal tessuto connettivo. La massa del filo diminuisce approssimativamente del 10% per anno per la rottura dei legami chimici (azione idrolitica).
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

CARATTERISTICHE

- Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- Sintetico
- Monofilamento con diametro microscopico uniforme
- Malleabilità e morbidezza
- Confezione ermetica

BENEFICI

Eccellente e permanente supporto al tessuto

Minima reazione dei tessuti

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)
Eccellente tenuta del nodo

Buona maneggevolezza
Annodabile con sicurezza e facilità

Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO Approssimazione
e/o della legatura










Daclon Blue

specialmente nella Suture della pelle
Chirurgia generale
Chirurgia plastica
Chirurgia gastrointestinale
Ginecologia
Ostetricia
Ortopedia

Daclon Nero

specialmente nella Chirurgia plastica
Chirurgia oftalmica

Round bodied taper point

		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	black	9100116
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150116
HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	black	9070120
		1	5/0	75 cm	black	9100120
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150120
		2	3/0	75 cm	blue	9200120
		3	2/0	75 cm	blue	9300120
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	9150126
		2	3/0	75 cm	blue	9200126
		3	2/0	75 cm	blue	9300126
		3.5	0	75 cm	blue	9350126
		4	1	75 cm	blue	9400126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300130
		3.5	0	75 cm	blue	9350130
		4	1	75 cm	blue	9400130
HR 37 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300137
		3.5	0	75 cm	blue	9350137
HR 40 mm		4	1	75 cm	blue	9400137
		4	1	75 cm	blue	9400140
HR 40 mm		5	2	75 cm	blue	9500140
		3	2/0	75 cm	blue	9300140
		3.5	0	75 cm	blue	9350140
HR 50 mm		4	1	100 cm	blue	9400150

1/2 Circle





Round bodied taper point loop

Metric **USP** **Length** **Order number**

1/2 Circle 	HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350930
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400930
	HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350935
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400935
	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350940
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i>	9350950
		4	1	150 cm	<i>blue</i>	9400950

Round bodied taper point double armed

Metric **USP** **Length** **Order number**

1/2 Circle 	2 x HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	9300165-2
--	---	---	-----	-------	-------------	-----------

Reverse cutting




Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle













		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071516P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519VB

Reverse cutting



3/8 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351524
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401524
		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201526
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301526-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301530
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351530
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201536
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301536
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351536
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301540
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351540
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401540
DS 45 mm		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501540
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301545
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301560
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351560
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301590
		3.5	0	100 cm	<i>blue</i>	9351590
		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9401590

Reverse cutting



Metric **USP** **Length** **Order number**

		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151417
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201417
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201422
		HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>
	3		2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301426
	HS 30 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351430
		HS 36 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i>
	4		1	75 cm	<i>blue</i>	9401436
	5		2	75 cm	<i>blue</i>	9501436
	HS 40 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351440
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401440
	HS 48 mm	4	1	100 cm	<i>blue</i>	9401448

Cutting



Metric **USP** **Length** **Order number**

Straight

GS 60 mm

2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9202160
3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9302160

Cutting



Metric **USP** **Length** **Order number**

3/8 Circle



NS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201726
NS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301730
NS 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301740

SUPRAMID

BLACK



Tipo	Multifilamento ritorto e rivestito Calibro USP 5/0 e 6/0 monofilamento
Composizione	Fili di Poliamide inclusi in sfoglie di poliamide (polyamide 6)
Colore	Nero
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile, gradualmente inglobato dal tessuto connettivo
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

CARATTERISTICHE

- Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- Sintetico
- Struttura ritorta

- Multifilamento in guaina

- Malleabilità e morbidezza

- Confezione ermetica

BENEFICI

Eccellente e permanente supporto al tessuto

Minima reazione dei tessuti

Eccellente maneggevolezza
Alta flessibilità
Alta resistenza alla trazione
Eccellente sicurezza del nodo


Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Buona tenuta e regolazione del nodo
Ridotta capillarità

Buona maneggevolezza
Annodabile con sicurezza e facilità


Garantisce la durata e la sterilità del prodotto





INDICAZIONI D'USO Approssimazione
e/o della legatura

specialmente nella Suture della pelle

Round bodied taper point  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

1/2 Circle



			Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 Circle	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150116
			2	3/0	75 cm	black	4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	black	4200120
	HR 26 mm		3	2/0	75 cm	black	4300126

Round bodied taper point  **Metric** **USP** **Length** **Order number**









Straight

			Metric	USP	Length	Color	Order number
Straight	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	black	4152022

Reverse cutting  **Metric** **USP** **Length** **Order number**



1/2 Circle












			Metric	USP	Length	Color	Order number	
1/2 Circle	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4151417	
			2	3/0	75 cm	black	4201417	
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	black	4101420	
			1.5	4/0	75 cm	black	4151420	
				2	3/0	75 cm	black	4201420
	HS 22 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4151422	
HS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4151426		
		2	3/0	75 cm	black	4201426		
			3	2/0	75 cm	black	4301426	

Cutting  **Metric** **USP** **Length** **Order number**



Straight

			Metric	USP	Length	Color	Order number
Straight	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	black	4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	black	4152125



Reverse cutting

			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm 		0.7	6/0	75 cm	black	4071512
			1	5/0	75 cm	black	4101512
			1.5	4/0	45 cm	black	4151512
	DS 16 mm 		0.7	6/0	75 cm	black	4071516
			1	5/0	75 cm	black	4101516
			1.5	4/0	45 cm	black	4151516
			1.5	4/0	75 cm	black	4151516-75
			2	3/0	45 cm	black	4201516
			2	3/0	75 cm	black	4201516-75
		DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	black	4101516VB
	DS 19 mm 		0.7	6/0	75 cm	black	4071519
			1	5/0	75 cm	black	4101519
			1.5	4/0	45 cm	black	4151519
			1.5	4/0	75 cm	black	4151519-75
			2	3/0	75 cm	black	4201519
			3	2/0	75 cm	black	4301519
	DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	75 cm	black	4151519P-75	
	DS 19 mm black 		1	5/0	75 cm	black	4101519VB
			1.5	4/0	75 cm	black	4151519VB
	DS 24 mm 		2	3/0	75 cm	black	4201524
			3	2/0	75 cm	black	4301524
		3.5	0	75 cm	black	4351524	
DS 36 mm 		3	2/0	75 cm	black	4301536	
		3.5	0	75 cm	black	4351536	
	4	1	75 cm	black	4401536		


Round bodied tapercut point

			Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 Circle 	HRT 18 mm 		1.5	4/0	75 cm	black	4150518
			2	3/0	75 cm	black	4200518

Round bodied tapercut point

			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 Circle 	DRT 18 mm 		1.5	4/0	75 cm	black	4150418
			2	3/0	75 cm	black	4200418

SILK



	<i>Seta intrecciata</i>	<i>Seta vergine</i>
Tipo	Multifilamento intrecciato	Multifilamento ritorto
Composizione	Fibre intrecciate derivanti dal bozzolo del baco da seta	Fibre ritorte derivanti dal bozzolo del baco da seta
Rivestimento	Silicone	Nessuno
Colore	Nero	Blue
Reazione dei tessuti	Moderata	
Assorbimento	Le suture di seta provocano una iniziale reazione infiammatoria dei tessuti (tramite idrolisi enzimatica in un periodo superiore a 2 anni), che è seguita da un inglobamento graduale della sutura da parte dei tessuti connettivi fibrosi.	
Confezione	1 scatola contiene 12 suture	

Qualità
&
sicurezza

smi

www.sutures.be

SILK

CARATTERISTICHE

- ☑ Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- ☑ Struttura intrecciata o ritorta
- ☑ Multifilamento rivestito
- ☑ Confezione ermetica

BENEFICI

Eccellente e permanente supporto al tessuto fino a 3mesi

Eccellente maneggevolezza
Alta flessibilità
Alta resistenza alla trazione
Eccellente sicurezza del nodo

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Buona tenuta e regolazione del nodo
Ridotta capillarità

Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO

Approssimazione
e/o della legatura

specialmente nella

Chirurgia generale
Suture della pelle
Chirurgia oftalmica
Chirurgia orale
Chirurgia gastrointestinale
Ginecologia
Ostetricia

CONTROINDICAZIONI

Tratto urinario
Tratto biliare

Allergie conosciute o sensibilità alla seta

Without needle



Metric **USP** **Length** **Order number**

2	3/0	150 cm	<i>black</i>	8200015
3	2/0	150 cm	<i>black</i>	8300015
3.5	0	150 cm	<i>black</i>	8350015
4	1	150 cm	<i>black</i>	8400015
5	2	150 cm	<i>black</i>	8500015
6	3&4	150 cm	<i>black</i>	8600015
8	6	150 cm	<i>black</i>	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8350044
4	1	6 x 45 cm	<i>black</i>	8400044
5	2	6 x 45 cm	<i>black</i>	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8350046
4	1	17 x 45 cm	<i>black</i>	8400046
5	2	17 x 45 cm	<i>black</i>	8500046
1.5	4/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8350060
4	1	13 x 60 cm	<i>black</i>	8400060
2	3/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8350075
4	1	12 x 75 cm	<i>black</i>	8400075
5	2	12 x 75 cm	<i>black</i>	8500075

Without needle



Ligapack














Metric **USP** **Length** **Order number**

2	3/0	250 cm	<i>black</i>	8200025
3	2/0	250 cm	<i>black</i>	8300025
3.5	0	250 cm	<i>black</i>	8350025
4	1	250 cm	<i>black</i>	8400025
5	2	250 cm	<i>black</i>	8500025
6	3&4	250 cm	<i>black</i>	8600025

Round bodied taper point

1/2 Circle



		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
HR 20 mm		2	3/0	75 cm	black	8200116
		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
		1	5/0	75 cm	black	8100126
HR 30 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
HR 37 mm		5	2	75 cm	black	8500126
		2	3/0	75 cm	black	8200130
		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
HR 40 mm		4	1	75 cm	black	8400130
		5	2	75 cm	black	8500130
		2	3/0	75 cm	black	8200137
HR 45 mm		3	2/0	75 cm	black	8300137
		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
HR 45 mm		5	2	75 cm	black	8500137
		3.5	0	75 cm	black	8350140
		4	1	75 cm	black	8400140
HR 45 mm		5	2	75 cm	black	8500140
		3.5	0	75 cm	black	8350145
HR 45 mm		4	1	75 cm	black	8400145
		5	2	75 cm	black	8500145

Round bodied taper point



		Metric	USP	Length	Order number
--	--	--------	-----	--------	--------------

3/8 Circle



DR 12 mm		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8100212
DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150216
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200216
DR 25 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300225
DR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300230

Round bodied taper point



		Metric	USP	Length	Order number
--	--	--------	-----	--------	--------------

Straight

GR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302040
----------	--	---	-----	-------	----------------------

Reverse cutting



		Metric	USP	Length	Order number
--	--	--------	-----	--------	--------------

3/8 Circle



DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151512
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i> 8071512P
DS 14 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071514
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201516
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301516
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>black</i> 8101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516VB

Reverse cutting




		Metric	USP	Length	Order number
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301519
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351519
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151519P
		2	3/0	50 cm	<i>black</i> 8201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101524
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201524
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301524
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351524
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>black</i> 8201524P
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201526
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301526
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151530
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201530
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301530
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351530
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401530
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201537
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301537
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351537
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401537
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501537
		6	3&4	75 cm	<i>black</i> 8601537
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301545
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351545
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401545
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501545








3/8 Circle







Reverse cutting 





		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DS 60 mm 	4	1	75 cm	<i>black</i> 8401560
	DS 90 mm 	3.5	0	100 cm	<i>black</i> 8351590




Reverse cutting 

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071412
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101417
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151417
	HS 20 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201417
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151420
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201420
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101422
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151422
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201422
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301422
	HS 36 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101426
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151426
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201426
			3	2/0	75 cm
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351426
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351436
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401436

Cutting 

		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8202160
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8352160
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8402160

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
	HRT 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418

POLYESTER



Tipo	Multifilamento intrecciato
Composizione	Poliestere, un polimero del polyethylene terephthalate
Rivestimento	Silicone
Colore	Verde Bianco
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile, gradualmente inglobato dal tessuto connettivo
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

CARATTERISTICHE

- ✓ Altissima resistenza tensile, non assorbibile
- ✓ Resistente al piegamento ripetuto
- ✓ Sintetico
- ✓ Struttura intrecciata
- ✓ Multifilamento rivestito
- ✓ Confezione ermetica

BENEFICI

- Eccellente e permanente supporto al tessuto
- Utilizzabile nella chirurgia cardiovascolare (protesi cardiache o anastomosi vascolare)
- Minima reazione dei tessuti
- Eccellente maneggevolezza
- Alta flessibilità
- Alta resistenza alla trazione
- Eccellente sicurezza del nodo
- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Buona tenuta e regolazione del nodo
- Ridotta capillarità
- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

INDICAZIONI D'USO Approssimazione
e/o della legatura

specialmente nella Chirurgia cardiovascolare
Chirurgia oftalmica
Chirurgia generale
Suture della pelle
Ortopedia
Chirurgia gastrointestinale
Ostetricia

POLYESTER

Without needle



Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1.5	4/0	150 cm	<i>green</i>	7150015
-----	-----	--------	--------------	---------

2	3/0	150 cm	<i>green</i>	7200015
---	-----	--------	--------------	---------

3	2/0	150 cm	<i>green</i>	7300015
---	-----	--------	--------------	---------

3.5	0	150 cm	<i>green</i>	7350015
-----	---	--------	--------------	---------

4	1	150 cm	<i>green</i>	7400015
---	---	--------	--------------	---------

5	2	150 cm	<i>green</i>	7500015
---	---	--------	--------------	---------

6	3&4	150 cm	<i>green</i>	7600015
---	-----	--------	--------------	---------

1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7150045
-----	-----	-----------	--------------	---------

2	3/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7200045
---	-----	-----------	--------------	---------

3	2/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7300045
---	-----	-----------	--------------	---------

3.5	0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7350045
-----	---	-----------	--------------	---------

4	1	6 x 45 cm	<i>green</i>	7400045
---	---	-----------	--------------	---------

5	2	6 x 45 cm	<i>green</i>	7500045
---	---	-----------	--------------	---------

6	3&4	6 x 45 cm	<i>green</i>	7600045
---	-----	-----------	--------------	---------

2	3/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7200050
---	-----	-----------	--------------	---------

3	2/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7300050
---	-----	-----------	--------------	---------

3.5	0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7350050
-----	---	-----------	--------------	---------

4	1	3 x 50 cm	<i>green</i>	7400050
---	---	-----------	--------------	---------

5	2	3 x 50 cm	<i>green</i>	7500050
---	---	-----------	--------------	---------

2	3/0	2 x 75 cm	<i>green</i>	7200075-2
---	-----	-----------	--------------	-----------

Without needle



Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1.5	4/0	250 cm	<i>green</i>	7150025
-----	-----	--------	--------------	---------

2	3/0	250 cm	<i>green</i>	7200025
---	-----	--------	--------------	---------

3	2/0	250 cm	<i>green</i>	7300025
---	-----	--------	--------------	---------

3.5	0	250 cm	<i>green</i>	7350025
-----	---	--------	--------------	---------

4	1	250 cm	<i>green</i>	7400025
---	---	--------	--------------	---------

5	2	250 cm	<i>green</i>	7500025
---	---	--------	--------------	---------

6	3&4	250 cm	<i>green</i>	7600025
---	-----	--------	--------------	---------

Ligapack



www.sutures.be

Round bodied taper point



1/2 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7100116
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150116
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200116
HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150120
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200126
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300126
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350126
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200130
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300130
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350130
HR 36 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400130
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300136
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350136
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400136
HR 48 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350140
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400140
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7500140
HR 48 mm		7	5	75 cm	<i>green</i>	7700140
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400148
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7500148

Round bodied taper point double armed



1/2 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300117-2
2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300120-2
2 x HR 26 mm		3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300126-2

Round bodied taper point double armed



Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle



HR 16 mm
HR 36 mm



2

3/0

60 cm

green

7200116-36

Round bodied taper point



Metric

USP

Length

Order number

Straight

GR 19 mm



1.5

4/0

45 cm

green

7152019

2

3/0

50 cm

green

7202019

Round bodied tapercut point double armed



Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle



2 x HRT 17 mm



1.5

4/0

90 cm

green

7150517-2

2

3/0

90 cm

green

7200517-2

3

2/0

90 cm

green

7300517-2

3

2/0

90 cm

green
10/foil

7300517-2-10

with pledget - 4x *green*, 4x *white* 7300517-2P

2 x HRT 25 mm



2

3/0

90 cm

green

7200525-2

3

2/0

90 cm

green

7300525-2

3

2/0

90 cm

green
10/foil

7300525-2-10

with pledget - 4x *green*, 4x *white* 7300525-2P

Round bodied tapercut point



Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle



HRT 18 mm



1.5

4/0

75 cm

green

7150518

2

3/0

75 cm

green

7200518

HRT 40 mm



5

2

75 cm

green

7500540

HRT 55 mm



7

5











4 x 75 cm

green

7700555-4

POLYESTER

Reverse cutting  Metric USP Length Order number











Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number
DS 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>green</i> 7101512
DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>green</i> 7101516
	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7151516
DS 19 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7201516
	1	5/0	75 cm	<i>green</i> 7101519
	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7151519
DS 19 mm black 	2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7201519
	3	2/0	75 cm	<i>green</i> 7301519
	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7151519VB
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7201524
	3	2/0	75 cm	<i>green</i> 7301524
DS 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>green</i> 7351524
	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7151526
DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>green</i> 7301526
	2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7201530
	3.5	0	75 cm	<i>green</i> 7351530
DS 36 mm 	4	1	75 cm	<i>green</i> 7401530
	3	2/0	75 cm	<i>green</i> 7301536
DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>green</i> 7501536
	3.5	0	75 cm	<i>green</i> 7351540
DS 40 mm 	4	1	75 cm	<i>green</i> 7401540
	5	2	75 cm	<i>green</i> 7501540

3/8 Circle



POLYESTER

Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151417
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201417
	HS 20 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201426
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301426
	HS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301430
			3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351430
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7401430
	HS 36 mm		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501430
			3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351436
	HS 40 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401436
			3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351440
	HS 48 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401440
			5	2	75 cm	<i>green</i>	7501440
	HS 48 mm		6	3&4	75 cm	<i>green</i>	7601448
7			5	75 cm	<i>green</i>	7701448	


Cutting

Straight

		Metric	USP	Length		Order number
GS 60 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7352160

STEEL

MONOFILAMENT



Tipo	Monofilamento
Composizione	Lega di ferro, nichel e lega cromica
Rivestimento	Nessuno
Colore	Metallo
Reazione dei tessuti	Minima
Assorbimento	Non assorbibile
Confezione	1 scatola contiene 12 suture

*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

CARATTERISTICHE

- Alta resistenza alla trazione, non assorbibile
- Sintetico
- Duttile e malleabile
- Monofilamento con il diametro microscopicamente uniforme

- Confezione ermetica

BENEFICI

- Eccellente e permanente supporto al tessuto
- Minima reazione dei tessuti
- Buona maneggevolezza
- Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
- Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)
- Eccellente tenuta del nodo

- Garantisce la durata e la sterilità del prodotto





INDICAZIONI D'USO

Suture dello sterno
Ortopedia
Pareti addominali e cura dell'ernia







CONTROINDICAZIONI

Sensibilità o allergie conosciute ad acciaio inossidabile, o ametalli quali cromo e nickel



Round bodied tapercut point

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRT 40 mm 	6	3&4	4 x 45 cm	ST45
	HRT 48 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST55
		8	6	4 x 45 cm	ST65
HRT 54 mm 	7	5	1 x 75 cm	ST54	

Reverse cutting

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 25 mm 	3.5	0	4 x 45 cm	ST01
	HS 40 mm 	4	1	4 x 45 cm	ST11
		5	2	4 x 45 cm	ST21
	HS 48 mm 	6	3&4	4 x 45 cm	ST41
	HS 50 mm 	7	5	1 x 75 cm	ST53
		7	5	4 x 45 cm	ST51
		8	6	4 x 45 cm	ST61
	HS 58 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST52
8		6	4 x 45 cm	ST62	

Cutting

		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	NH 48 mm 	7	5	4 x 45 cm	ST56
		8	6	4 x 45 cm	ST63
		9	7	4 x 45 cm	ST72



MICROCHIRURGIA











*Qualità
&
sicurezza*

smi

www.sutures.be

MICROSURGERY





DACLON NYLON

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 		MDR 3,3 mm 50µm	0.1	11/0	10 cm	<i>black</i> MN111
		MDR 3,8 mm 50µm	0.2	10/0	10 cm	<i>black</i> MN102
		MDR 5,1 mm 70µm	0.01	12/0	10 cm	<i>black</i> MN124
			0.1	11/0	10 cm	<i>black</i> MN114
			0.2	10/0	10 cm	<i>black</i> MN104
		MDR 3,8 mm 70µm	0.1	11/0	10 cm	<i>black</i> MN113
		MDR 3,8 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> MN105
		MDR 5,1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> MN106
0.3			9/0	15 cm	<i>black</i> MN096	
	MDR 6,4 mm 140µm	0.4	8/0	15 cm	<i>black</i> MN087	
	MDR 9,7 mm 200µm	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> MN078	

MICROSURGERY




POLYPROPYLENE


BLUE

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 		MDR 5,1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> MP106
		MDR 6,4 mm 150µm	0.3	9/0	15 cm	<i>blue</i> MP097



www.sutures.be

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	 	0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i> M910087






CHIRURGIA OFTALMICA

*Qualità
&
sicurezza*



www.sutures.be

Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	2 x HSP 8 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU07
	200 µm						
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6 mm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU08
	200 µm						
	2 x DSP 6,2 mm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU10
	150 µm						
	2 x DSP 6,4 mm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09
	200 µm						
	2 x DSP 8 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU071
	200 µm						
Side cutting spatula			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DSP 6,2 mm		0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i>	OSU101
	150 µm						
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06
	300 µm						
	350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU05

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 	2 x HSP 8 mm	0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	200 µm					
	300 µm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 	2 x DSP 6 mm	0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	200 µm					
	220 µm	0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 11 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051
Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number	
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
	300 µm	0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005
	350 µm					

OPHTHALMIC SURGERY

SILK
VIRGIN
BLUE

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6,5 mm
200 µm



0.4

8/0

45 cm

blue

OS81

OPHTHALMIC SURGERY

SILK
BRAIDED
BLACK

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6,5 mm
200 µm



0.4

8/0

45 cm

black

OS81B

2 x DSP 6,5 mm
240 µm



0.5

7/0

45 cm

black

OS71

0.7

6/0

45 cm

black

OS61

2 x DSP 8 mm
350 µm



1

5/0

30 cm

black

OS52

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

1/4 Circle



2 x VSP 8 mm
250 µm



0.7

6/0

45 cm

black

OS62

2 x VSP 10 mm
350 µm



1

5/0

45 cm

black

OS51

smi

www.sutures.be

Round bodied taper point double armed



Metric USP Length Order number

1/4 Circle



2 x VR 8 mm
220 µm



0.4

8/0

45 cm

black

ON81

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

1/2 Circle



2 x HSP 6,2 mm
150 µm



0.2

10/0

30 cm

black

ON102

2 x HSP 6,4 mm
220 µm



0.2

10/0

30 cm

black

ON106

2 x HSP 8 mm
300 µm



0.7

6/0

45 cm

black

ON62

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6 mm
220 µm



0.2

10/0

30 cm

black

ON103

0.1

11/0

20 cm

black

ON111

0.2

10/0

30 cm

black

ON101

0.3

9/0

30 cm

black

ON95

2 x DSP 6,2 mm
150 µm



0.3

9/0

45 cm

black

ON95-45

0.4

8/0

30 cm

black

ON85

0.4

8/0

45 cm

black

ON85-45

0.5

7/0

30 cm

black

ON75

2 x DSP 6,4 mm
220 µm



0.2

10/0

30 cm

black

ON105

0.2

10/0

45 cm

black

ON105-45

2 x DSP 8 mm
300 µm



0.7

6/0

45 cm

black

ON61

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

1/4 Circle



2 x VSP 8 mm
350 µm



1

5/0



45 cm

black

ON51

OPHTHALMIC SURGERY



POLYESTER

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 8 mm 300 µm	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP53
	Side cutting spatula double armed				
	2 x VSP 8 mm 350 µm	0.5	7/0	45 cm	<i>white</i> OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	<i>white</i> OP61
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm	1.5	4/0	45 cm	<i>white</i> OP41

OPHTHALMIC SURGERY

POLYPROPYLENE

BLUE

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6,4 mm 200 µm	0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i> OPP105
	Side cutting spatula double armed				
Straight 	2 x GSP 16,15 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP101



PRODOTTI SPECIALI

*Qualità
&
sicurezza*



www.sutures.be

Suturatrici e rimozione suture


INDICAZIONI:

Suturatrice meccanica SMI, utile per diverse varietà di chiusure della pelle.

VANTAGGI:

- ☑ *Ergonomico e di disegno semplice*
- ☑ *Chiara visione del campo operatori*
- ☑ *Semplice controllo dei punti rimanenti*

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Suturatrice con punti da 35 mm | ZS35W |
| 2. Leva punti monouso | ZSR |
| 3. Leva punti monouso 2 | ZSR2 |



Biopsy Punch

Punch sterile per biopsia, per una biopsia cutanea accurata e delicata

Acciaio inossidabile senza saldatura, con bordo tagliente ben affilato

Maniglia a costine per una presa sicura ed un ottimo controllo



Ø 2 mm	25 pz	ZBP2
Ø 3 mm	25 pz	ZBP3
Ø 4 mm	25 pz	ZBP4
Ø 5 mm	25 pz	ZBP5
Ø 6 mm	25 pz	ZBP6
Ø 8 mm	25 pz	ZBP8
Ø 10 mm	20 pz	ZBP10
Ø 12 mm	20 pz	ZBP12

Mobiletto per suture

Mobiletto e cassetto per mobiletto



Il sistema flessibile del mobiletto consente di tenere le suture ben ordinate e accessibili durante l'intervento chirurgico.

Il sistema di parti intercambiabili consente di assemblare il sistema in molteplici configurazioni.

1 sistema per 2 confezioni di suture in orizzontale (125 mm x 72 mm x 143 mm) Z070

Cassetto permobiletto Z071

Rete di polipropilene

INDICAZIONI:

Soluzione di rinforzo della parete addominale

- ernia
 - eventrazione
- attraverso celioscopia o laparotomia

COMPOSIZIONE:

Monofilamento di polipropilene lavorato in forma di rete elastica e duratura

VANTAGGI:

- ☑ *Dimensioni estremamente stabili*
- ☑ *Struttura dellamaglia molto sottile*
- ☑ *Porosità ideale*
- ☑ *Eccellente trasparenza*
- ☑ *Buona maneggevolezza*
- ☑ *Facile da tagliare*
- ☑ *Buona tolleranza*

Square & Rectangular Mesh

STANDARD MESH	15 cm x 15 cm	ZMS1515
5 pz	30 cm x 30 cm	ZMS3030
	6 cm x 11 cm	ZMS0611
	10 cm x 15 cm	ZMS1015
	7,5 cm x 15 cm	ZMS07515
	5 cm x 10 cm	ZMS0510



Pilomat

Frantuma pillole Z045

Per frantumare le pillole con un semplice gesto.



Divisore di pillole Z044

Per tagliare qualsiasi formato di pillole in 2 parti.



Lame chirurgiche e scalpelli

Per manico di lame n. 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 15 N° 15c

Lame chirurgiche
senza manico

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB15 ZB15c

Lame chirurgiche
con manico di plastica

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Per manico di lame n. 4



N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

Lame chirurgiche
senza manico

ZB18 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

Lame chirurgiche
con manico di plastica

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



COMPOSIZIONE:
Acciaio/carbonio

CONFEZIONE:
Confezioni singole sterili laminate

senza manico 100 unità per cartone
con manico in plastica 10 unità per cartone

Stitch Cutter



ZBS

Manico di lame

COMPOSIZIONE: Acciaio inossidabile

CONFEZIONE: 10 unità per cartone



N° 3 ZBH3



N° 4 ZBH4

Episio Set

Surgicryl® Rapid: Acido poliglicolico assorbibile sintetico – multifilamento intrecciato e rivestito - assorbimento veloce

Dorso tagliente

Corpo cilindrico punta triangolare



Codice prodotto

3/8 Cerchio



DS 26 mm
HRT 40 mm



1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm
2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

incolore S-1430-1435

1/2 Cerchio



1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm
1 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

incolore S-1430-1435-1

Set per la cervice

Set di sutura secondo la tecnica Shirodkar

2 x ago a punta smussa

Codice prodotto



2 x HRB 50 mm

nastro di poliestere da 4 mm lunghezza 40 cm

ZCE1

nastro di poliestere da 4 mm lunghezza 50 cm

ZCE4

2 x HRB 65 mm

nastro di poliestere da 4 mm lunghezza 50 cm

ZCE3

Patella Set

Interno tagliente



Metric

USP

Lunghezza filo

Codice prodotto

1/2 Cerchio



NH 120 mm



9

7

60 cm

ST75

Pennarello per la pelle

Pennarello per la pelle per uso generico. Indelebile, colore viole. Biocompatibile, non-tossico, e non-irritante. Con righello in centimetri e inch.

ZSM 20 Pennarello per la pelle, doppia punta, normale e sottile, con righello, sterile



Cera per ossa



12 x 2.5 g

Z046

COMPOSIZIONE:

Cera D'api bianca raffinata, con paraffina e isopropil palmitato

INDICAZIONI:

Utilizzato nel controllo di un'emorragia dalla superficie dell'osso fungendo da barriera meccanica.

CONFEZIONE:

Lastre da 2,5 grammi individualmente confezionate
Confezione da 12 unità, sterile

Spugna SMI


Spugna emostatica di gelatina assorbibile

COMPOSIZIONE:

Gelatina di prima scelta ad elevata purezza

INDICAZIONI:



Per uso in varie procedure chirurgiche. Per uso emostatico con applicazione sulla superficie sanguinante. Non pirogenica e biocompatibile.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001
4. TAMPONE	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. CUBO DENTALE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010

Aghi chirurgici

Confezione
da 12 unità
1/2 Cerchio



Occhiello
ordinario
GN



Occhiello
„spring”
multiplo GF



Occhiello
ordinario
GRN




Occhiello
„spring”
multiplo GRF



90 mm N°00		Z 751		Z 850
80 mm N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 mm N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 mm N°3	Z 704			
60 mm N°4		Z 755		Z 855
55 mm N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 mm N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 mm				Z 840
45 mm N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 mm N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
35 mm N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
30 mm N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 mm N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 mm N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 mm N°16		Z 766		Z 866

AGHI A SLITTA
mezzo cerchio



Occhiello
ordinario



Occhiello
„spring”
multiplo









80 mm N°1	Z 202	
70 mm N°2	Z 203	
65 mm N°3	Z 204	
60 mm N°4	Z 205	
57 mm N°5	Z 201	
55 mm N°6	Z 206	
50 mm N°7	Z 207	
45 mm N°8	Z 208	
40 mm N°9		Z 260
35 mm N°10		Z 261
30 mm N°12		Z 262
25 mm N°13		Z 263
20 mm N°15		Z 264
16 mm N°16		Z 266
12 mm N°20		Z 268



3/8 Cerchio








			
	Occhiello ordinario BN	Occhiello „spring” multiplo BF	Occhiello ordinario BRN
			

	Occhiello ordinario BN	Occhiello „spring” multiplo BF	Occhiello ordinario BRN	Occhiello „spring” multiplo BRF	Occhiello ordinario BRT
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568			

AGO RETTO



Occhiello ordinario GSN	Occhiello „spring” multiplo GSF
	

	75 mm N° 1		Z 904
	60 mm N° 4	Z 903	Z 913
	45 mm N° 8	Z 902	
	40 mm N° 9		Z 912
	35 mm N° 10		Z 911